

Kit di studio dell'aria

QWK1203

Kit di studio per l'apprendimento delle proprietà dell'aria. Consente di effettuare molteplici esperimenti per comprendere: la pressione, l'elasticità e l'energia generata dall'aria



Auto ad aria compressa



Generatore di energia eolica



1. L'aria occupa lo spazio del cilindro e possibile vedere l'aria che riempie lo spazio del contenitore ermetico.



2. Esperimento di formazione del vento Nella parte inferiore del dispositivo sperimentale viene inserita una candela accesa per formare un flusso d'aria. La ventola posta nella parte superiore del dispositivo inizierà a girare.









3. Esperimento pressione dell'aria Collegare due siringhe con un tubo, premere lo stantuffo di una delle due per vedere come la pressione interna faccia muovere l'altro stantuffo.



4.L'aria occupa lo spazio del bicchiere

